

Suma[®] Bac

Detergente desinfetante – SmartDose[™]

Descrição

Suma Bac D10 é um detergente desinfetante, altamente concentrado para a limpeza e desinfecção de todas as superfícies em áreas alimentares.

Propriedades

Suma Bac D10 é uma combinação de Compostos de Amónio Quaternário, de um sequestrante e de um sistema tampão, que tornam este produto muito eficaz contra um amplo espectro de microrganismos, em águas de qualquer dureza. A fórmula também contém tensoativos de modo a fornecer um excelente poder de limpeza.

Benefícios

- Elimina sujidade de gordura e comida ressequida
- Eficaz contra um amplo espectro de microrganismos, ajudando a melhorar a higiene e a segurança
- Eficaz em águas de qualquer dureza
- Doseamento conveniente e controlado, através do sistema SmartDose
- Parte de uma oferta de 2 produtos SmartDose para todas as principais tarefas de limpeza diária de uma cozinha

Instruções de utilização

O sistema doseador SmartDose pode ser utilizado para doseamento controlado para garrafa pulverizadora ou balde.

Limpeza e desinfecção por método de spray:

Método de spray


1. Encher garrafa pulverizadora com 750 ml de água
2. Rodar o seletor amarelo para a posição GARRAFA: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo para dosear o produto. Agitar suavemente antes de usar
3. Remover a sujidade grosseira
4. Pulverizar com a solução Suma Bac D10 e deixar atuar no mínimo 30 segundos (consultar dados microbiológicos)
5. Esfregar se necessário
6. Enxaguar e deixar secar ao ar

Uma garrafa pulverizadora cheia com solução estará ativa até 30 dias. Enxaguar e secar a garrafa antes de a recarregar.

Método de balde:

1. Encher o balde com água
2. Rodar o seletor amarelo para a posição BALDE; puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo enquanto o balde enche até 7 L
3. Aplicar a solução com um pano ou escova
4. Deixar atuar no mínimo 5 minutos e depois limpar a superfície
5. Enxaguar completamente e deixar secar ao ar

D10



© A.I.S.E.

Suma[®] Bac D10

Detergente desinfetante – SmartDose[™]

Limpeza e desinfecção por método de imersão:

1. Encher o reservatório com água até 7 L
2. Rodar o seletor amarelo para a posição BALDE; puxar o êmbolo para cima, depois empurrar para baixo para dosear completamente nos 7 L de água
3. Se necessário limpar os artigos na solução com uma escova ou um pano
4. Deixar atuar no mínimo 5 minutos
5. Retirar os artigos, enxaguar abundantemente e deixar secar ao ar

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido roxo, transparente
pH (puro)	11
pH (solução a 1%)	10,3
Densidade relativa (20 °C)	1,05

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS). Armazenar fechado na embalagem original. Nunca armazenar o produto com o topo da embalagem para baixo. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Bac D10 é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados numa cozinha.

Dados microbiológicos

Suma Bac D10 cumpre a Norma Europeia EN1276 (2009) a uma diluição de 1 %, em águas duras (300 ppm de CaCO₃) e condições sujas (0,3 % albumina de bovino) com tempo de contacto de 5 minutos.

Suma Bac D10 cumpre a Norma Europeia EN1276 (2009) a uma diluição de 0,75 %, em águas duras (300 ppm de CaCO₃) e condições limpas (0,3 % albumina de bovino) com tempo de contacto de 30 segundos.

Suma Bac D10 cumpre a Norma europeia EN1276 (2009) a uma diluição de 1 %, para as estirpes *L. monocytogenes* NCTC10357 e *Campylobacter jejunii* NCTC 11322. Uma redução logarítmica de 5 em condições sujas, a 20 °C com tempo de contacto de 30 segundos.

Suma Bac D10 cumpre a Norma europeia EN1276 (2009) a uma diluição de 1 %, foi testado em *S. entérica* NCT10653. Uma redução logarítmica de 5 em condições sujas, a 20 °C com tempo de contacto de 2 minutos e meio.

Suma Bac D10 cumpre a Norma Europeia EN1650 (fevereiro 1998) a uma diluição de 0,5 % para a estirpe *Candida albicans*, a 20 °C em condições sujas (0,3 % albumina de bovino) com tempo de contacto de 15 minutos.

Suma Bac D10 cumpre a Norma Europeia EN1276 (2009) (vírus da gripe aviária) a uma diluição de 1 %, em condições limpas com tempo de contacto de 5 minutos, e em condições sujas com tempo de contacto de 10 minutos.

Descrição/Embalagem disponível

Suma Bac D10 SmartDose 2 x 1,4 L

Tipo Embalagem

Plástico