

Diversey

Room Care R1



Detergente para sanitários

Introdução ao Room Care

A solução completa para a limpeza hoteleira perfeita

Room Care é um sistema único, destinado a oferecer uma solução de limpeza completa para todas as tarefas de limpeza e desinfecção da indústria hoteleira, que engloba produtos, utensílios e métodos de modo a cobrir todas as necessidades de limpeza de um quarto e adaptado a hotéis de qualquer dimensão e estruturas de limpeza.

A sua fórmula superior, adaptada para lidar de forma eficaz e segura com todas as exigências de limpeza e desinfecção de quartos de hotel, os produtos com nomes fáceis de reconhecimento, o código de cores ao longo de todo o sistema, bem como o conjunto de utensílios, acessórios e máquinas adequados, fazem de Room Care a escolha perfeita.

Todos os produtos Room Care vêm com a mesma fragrância "Fresh Linen", uma fragrância de assinatura desenhada para o sector hoteleiro. Utiliza a tecnologia O.N.T. para uma neutralização eficaz de maus odores e uma fragrância de longa duração.

De Pronto a usar a diluição controlada – a gama Room Care abrange-os a todos

- Os produtos prontos a usar Room Care especialmente criados para hotéis de dimensão mais pequena, que pretendem a conveniência e simplicidade do pronto a usar aliadas a resultados profissionais
- Os produtos concentrados Room Care, especialmente criados para hotéis de dimensão média a grande, são a solução ecologicamente mais responsável
- A gama Room Care requer formação mínima e traz eficiência, simplicidade e segurança às operações de limpeza doméstica

Descrição

Room Care R1 é um detergente, pronto a usar, para a limpeza diária de sanitas e urinóis.

Propriedades

- Fórmula à base de ácido cítrico
- Viscosidade ideal para uma adesão de excelência
- Fragrância leve, delicada e fresca
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Adequado para uma utilização diária
- Remove eficazmente manchas e resíduos de sanitas e urinóis
- Utilização regular impede a formação de calcário
- Aumento do tempo de contacto em superfícies verticais/inclinadas para otimização da eficácia de limpeza
- Garrafa de pressionar com gargalo angular para uma aplicação rápida e fácil
- Neutraliza os maus odores e, portanto, realça o efeito do perfume
- Códigos de cores e alfanuméricos para evitar erros de aplicação

Room Care R1

Instruções de utilização

Dosagem:

Pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Descarregar o autoclismo da sanita/urinol. Aplicar o produto sob o rebordo, ao redor do interior da sanita, pelo percurso de descarga e nas saídas da água. Deixar atuar 5-10 minutos. Esfregar com um piaçaba e descarregar o autoclismo para enxaguar. Nas situações de grande acumulação de calcário aumentar o tempo de atuação (1 – 2 horas).

Para informação mais detalhada sobre a aplicação por favor consulte o mini guia para Room Care R1.

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido azul, transparente	pH (puro)	2
Densidade relativa (20°C)	1,02 g/cm ³		

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Produto Descrição/Embalagem disponível

Room Care R1	6 x 0,75 L
--------------	------------

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.sealedair.com>

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em superfícies sensíveis ao ácido, p. ex. esmalte, mármore.

Remover imediatamente quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis ao ácido e enxaguar completamente com água. Não misturar com lixívia ou outros produtos de limpeza. Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.

